



**MEDICAL CASE**

**PLASMOACTIVE®**

**АУТОПЛАЗМА  
В КЛИНИКЕ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**



**ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ  
И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА**



**В одной коробке находится**  
**10** набор-пакетов  
Plasmoactive® Plus  
или **20** набор-пакетов  
Plasmoactive® Standard

	<b>В набор-пакет входит</b>	<b>Стандарт [20]</b>	<b>Плюс [10]</b>
	Шприц 5 мл	1	2
	Катетер-бабочка с луер-адаптером	1	1
	Игла для мезотерапии 0,3×4	2	2
	Игла для мезотерапии 0,3×13	2	2
	Игла 21G×1½ (0,8×40 мм)	1	2
	Пробирка	1	2



### Гепарин

- препятствует свертываемости крови
- инфузионный мелкодисперсионный гепарин

### Сепарационный гель

- качественная адсорбция
- необходимая концентрация тромбоцитов
- четкий разделительный слой
- хорошая фиксация эритроцитов
- не влияет на состав ТАП



Катетер бабочка – предотвращает гемолиз, защищает врача от прямого контакта с кровью пациента.



Шприц с системой луер-лок предотвращает вероятность срыва иглы.



Иглы с лазерной заточкой позволяют практически исключить болевые ощущения от процедуры и значительно увеличить степень удовлетворенности пациентов.

1 Подготовка пациента



2 Забор крови




3 Центрифугирование



4 Введение в ткани





Артрозы I-II степени



Периартрит  
мягких тканей



Контрактуры  
суставов



Тендиниты



Миогенные  
триггерные зоны



Лечение  
переломов



Тендопатия локтя



Тендопатия  
ахиллова сухожилия



Тендопатия  
надколенника



Острые повреждения  
связок и мышц



Лечение  
переломов





- ✓ Синтез матрикса в сухожилиях и их клетках
- ✓ Значительное уменьшение характера боли
- ✓ Ускоренное рассасывание гематом
- ✓ Увеличение объёма движения в суставе
- ✓ Отсутствие скованности по утрам
- ✓ Нормализация величин суставной щели
- ✓ Улучшение качества жизни

Наименование процедуры	Действия для проведения процедуры	Средства для проведения процедуры	Цена за ед. товара	Время	Макс. расход средств на 1 процедуру	Стоимость материалов, входящих в процедуру	Стоимость процедуры
Аутостимуляция регенеративных процессов сустава	1. Набор для забора крови	Катетер (бабочка) 21G	0,00р.	3 мин	1	0,00	899,00р.
		Жгут	-		0	0,00	
		Подставка для руки	-		0	0,00	
		Специализированная пробирка	430,00р.		2	860,00	
		Спиртовая салфетка		3	0,00		
		Держатель для пробирок	7,00р.	1	7,00		
		Кожный антисептик	13,00р.	1	13,00		
	2. Центрифугирование	Центрифуга		5 мин	-	0,00	
	3. Забор шприцом	Шприц с замком luer-lock 5,0	0,00р.	1 мин	1	9,00	
	4. Введение плазмы	Раствор лидокаина/новокаина	10,00р.		1	10,00	
		Введение плазмы в сустав	Иглы одноразовые 0,3x4 мм	0,00р.		2	
			Иглы одноразовые 0,3x13 мм	0,00р.		2	
	Для периартикулярного введения (на выбор)	0,3x13 желтая канюля					
0,5x25 оранжевая канюля							
0,6x25 голубая канюля							
0,7x40 серая канюля							
Спинальная игла (для тучных пациентов)							

Среднерыночная стоимость процедуры:

Москва **4 000 – 5 000 руб.**

Регионы **2 500 – 3000 руб.**

Курс прохождения

(определяется врачом, зависит от степени тяжести заболевания):

**1-4 процедуры** (с интервалом **7-10 дней**)

Оборудование, необходимое для инъекций аутоплазмы,  
**ОКУПАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ РАБОТЫ:**

**Выручка****45000 руб.**

(курс из 3 процедур  
для 3 пациентов)

**Затраты**

1. Центрифуга 80-2S  
**23000 руб.**



2. Расходные материалы  
(на 12 процедур)  
**12264 руб.**

**Прибыль****9736 руб.**

Эффективно

Безопасно

Работает как  
самостоятельно, так и  
в комплексе с  
другими методами

Удлиняет фазу  
ремиссии

Не требует  
сложного  
оборудования

Активация плазмы  
в тканях  
происходит в  
течение 30 минут



**MEDICAL CASE**

**PLASMOACTIVE®**

Минимальное  
вмешательство

Установлен противо-  
воспалительный  
эффект

Сертифицировано

Сокращает сроки  
заживления

Низкая степень  
болезненности

Уменьшает  
частоту  
осложнений



**MEDICAL CASE**

**PLASMOACTIVE®**

Ключ к управлению процессами регенерации



Читайте: [medicalcase.ru](https://medicalcase.ru)



Звоните: **8 800 100 68 29; 8(843) 210-29-29**



Общайтесь: [facebook.com/medicalcase25](https://facebook.com/medicalcase25)